

SPORT-ELEC®

I N S T I T U T

FR

CE PRODUIT PEUT ÊTRE UTILISÉ DANS LES CAS SUIVANTS

- Traumatismes
- Inflammations
- Arthrite
- Protections post-opératoires
- Rééducation des ligaments, dans le cas où la compression et la chaleur du genou sont nécessaires, pour les problèmes d'articulation et d'arthrose.

FABRICATION

- Néoprène : 5 mm (néoprène 80%, coton 15%, polyester 5%).
- Tissu : Lycra textile tissé (55% polyamide, élasthanne 45%).

IMPORTANT : CONSEILS ET MISES EN GARDE

- Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation à haute température. Par conséquent, ne pas utiliser à plus de 120°C.
- Si, pour votre confort, vous souhaitez apporter des modifications sur le produit, veuillez demander conseil à votre médecin, ou renseignez-vous auprès de votre revendeur.
- Ce produit ne doit être utilisé que dans les cas précédemment cités et ne peut être combiné avec d'autres produits.
- L'utilisation de produits en néoprène ne doit pas dépasser 3-4 heures.
- Dans tous les cas, ne pas utiliser au delà de 8 heures (sauf avis contraire de votre médecin).

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

- Avant lavage, repliez les bandes velcro sur les bandes scratch, et retirez les éléments secondaires accrochés (comme les jointures).
- Ne pas passer au lave-linge. Lavage uniquement à la main, à 40°C.
- Ne pas utiliser de Javel.
- Ne pas nettoyer à sec.
- Ne pas sécher en machine. Séchez uniquement à l'air libre.
- Ne pas utiliser de fer à repasser.
- Après le lavage, assurez vous que le produit est sec avant de l'utiliser.

MODE D'EMPLOI

- Assurez vous que la taille du produit est adaptée à votre taille.
- Ouvrez la bande velcro et enflez le produit sur votre genou en laissant la pointe de la rotule libre.



ES

ESTE PRODUCTO PUEDE SER UTILIZADO EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Traumatismos.
- Inflammaciones.
- Artritis.
- Protecciones postoperatorias.
- Rehabilitación de los ligamentos, cuando la compresión y el calor de la rodilla sean necesarios, para los problemas de articulación, y de artrosis.

FABRICACIÓN

- Neopreno : 5 mm (neopreno 80%, algodón 15%, poliéster 5%).
- Tejido : Lycra textil tejido (55% poliamida, elasthanne 45%).

IMPORTANTE : CONSEJOS Y ADVERTENCIAS

- Este producto no está concebido para una utilización a alta temperatura. Por lo tanto, no utilizar a más 120°C.
- Si desean modificar el producto para su comodidad, pedir a su médico o al minorista.
- Este producto debe ser utilizado solamente en los modos citados anteriormente y no puede ser combinado con otros productos.
- La utilización de productos en neopreno no debe pasar las 3-4 horas.
- En todos los casos, no utilizar más allá de 8 horas (salvo objeciones de su médico).

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Antes del lavado, doblan las bandas velcros sobre las bandas scratch y quitar los elementos secundarios colgados (como las esquinas).
- No lavar a máquina. Sólo lavado a mano a 40°C.
- No utilice lejía.
- No lavar en seco.
- No usar secadora. Sólo secado al aire libre.
- No utilice el hierro.
- Tras el lavado, garantizan que el producto está seco antes de utilizarlo.

MODO DE EMPLEO

- Verificar que el tamaño del producto está adaptado a su talla.
- Abra la banda velcro y colocar el producto sobre su rodilla dejando la punta de la rótula libre.



GB

UTILITY OF PRODUCT

- Treatment of traumas
- Inflammation
- Arthritis
- Post-op protections
- Rehabilitative applications, in case it needs compression and warmth to the knee, with ligament and joint problems, and also efficient for osteoarthritis.

MATERIAL

- Neopren group: 5 mm (neoprene 80%, cotton 15%, polyester 5%).
- Woven group: Lycra woven textile (55% polyamide, 45% elastan).

IMPORTANT ADVISES AND WARNINGS

- This product is not burn protected. It will lose its characteristics by high temperature. Therefore do not use above 248°F.
- If you want to make changes for your comfort, please ask to your doctor or where you purchased the product.
- This product can not be used out of its own utility and cannot be combined with other products, only use with its original utilities.
- Usage of neoprene products is not allowed for more than 3-4 hours.
- In any case, do not use more than 8 hours (unless otherwise specified by your doctor) Please only use with doctor advice.

WASHING INSTRUCTIONS

- Please close the velcro bands if there are and take out the locable support (like joint parts...).
- Do not put in washing-machine. Only handwash at 104°F.
- Do not use bleach.
- No dry-cleaning.
- Do not use dryer.
- No ironing.
- After the wash please be sure that it is totally dry before the use.

UTILITY OF THE PRODUCT

- Please be sure the size of the product is exactly your size.
- Please open the velcro band. Be sure the kneepad completely wraps the patella. Feel that the tip of the patella is free.

NL

DIT PRODUCT KAN GEBRUIKT WORDEN IN DE VOLGENDE GEVALLEN

- Trauma
- Ontsteking
- Artritis
- Bescherming postoperatieve
- Herstel van de ligamenten, waar de compressie en warmte van de knie die nodig zijn voor gezamenlijke problemen en artrose.

MATERIAAL

- Neopreen : 5mm (neopreen 80%, katoen 15%, 5% polyester).
- Stof : Lycra weefsel (55% polyamide, 45% elastaan).

BELANGRIJK : TIPS EN WAARSCHUWINGEN

- Dit product is niet ontworpen voor het tweetalige hoge temperatuur. Daarom gebruik niet meer dan 248°F.
- Als u wijzigingen wilt aanbrengen in het product voor uw comfort te maken, vraag dan uw arts of dealer.
- Dit product mag alleen worden gebruikt in gevallen reeds aangehaald, en kan niet gecombineerd worden met andere producten.
- Het gebruik van neopreen producten mag niet meer dan 3-4 uur.
- In ieder geval, niet te gebruiken na 8:00 (tenzij anders voorgeschreven door uw arts).

WASINSTRUCTIES

- Voordat u gaat wassen, vouw de klittenband op de tapes scratch. Verwijder secundaire elementen die bevestigd zijn (zoals joins).
- Niet reinigen in wasmachine. Handen wassen alleen, op 104°F.
- Gebruik geen bleekmiddel.
- Geen droge reiniging.
- Geen drogen in droogtrommel.
- Niet strijken.
- Na het wassen, zorgen dat het product droog is voor gebruik.

INSTRUCTIES

- Zorg dat de grootte van het product is afgestemd op uw maat.
- Open het klittenband en zet het product op je bal, waardoor de punt van de bal vrij.